


Systeme CT8®

Accrochons-nous, il tient ... sérieusement !



> Avantages du système

> FIABILITÉ EXCEPTIONNELLE

La pose en os basal, l'absence de bras de levier mécanique et le caractère enfoui de la vis à distance des bactéries buccales donnent au Système CT8® une fiabilité nettement supérieure aux mini-vis transgingivales.

> TECHNIQUE UNIVERSELLE ET REPRODUCTIBLE

Le Système CT8® peut être utilisé pour quasiment toutes les indications cliniques, même dans les situations de perte osseuse, de parodonte affaibli ou sur les sites de corticotomies.

> MISE EN PLACE SIMPLE ET SANS RISQUE ANATOMIQUE

Le protocole de pose est codifié et les sites anatomiques définis afin d'éviter tout risque opératoire et permettre une mise en place simple et sûre pour le patient comme pour le praticien.



> CONTRÔLE TRIDIMENSIONNEL SANS INTERACTION AVEC LES DÉPLACEMENTS DENTAIRES

Les connectiques à boucle en 8 bénéficient d'un ancrage 3D permettant l'utilisation de la connectique comme ressort cantilever dans les trois dimensions de l'espace.

La position des vis à distance des racines dentaires n'interfère pas avec les déplacements de celles-ci.

exemples d'utilisation cliniques :

Traction canine



continuez à lire >

> Caractéristiques techniques

> NOUVEAU DESIGN OPTIMISÉ ET NOUVELLE MATIÈRE

Épaulement de la tête de la vis dessiné pour une adaptation parfaite entre les éléments du système et double spire pour une stabilité primaire améliorée même dans les corticales fines.

Connectique en alliage spécifique CTNox® pour une résilience, une élasticité et une biocompatibilité supérieure.

> KITS COMPLETS VIS + CONNECTIQUES PAR INDICATION CLINIQUE

Kits disponibles : ingression/rétraction incisive, traction de canine incluse, redressement molaire, distalisation/ingression molaire, mésialisation molaire.

> ANCILLAIRES DÉDIÉS

Tournevis optimisé pour maintenir à la fois la vis et la connectique lors de la pose, et empreinte étudiée pour une facilité d'adaptation à la vis à la dépose.

Instruments spécifiques pour l'adaptation de la connectique lors de la pose.

Rack stérilisable de rangement complet pour plusieurs kits et ancillaires.



> TRAÇABILITÉ FACILITÉE

Système inédit de traçabilité par étiquettes code barre repositionnables et stérilisables avec emplacement spécifique directement dans le rack.



exemples d'utilisation cliniques :

Ingression incisive



innOralis®

Le Millenium, 18 rue Albert Camus
90000 Belfort – France
contact@innoralis.fr



made in
France

Rejoignez la communauté de l'innovation sur **innOralis®.fr**